

GeticoFect Multi Transfection Reagent

GeticoFect Multi 转染试剂

订购信息

| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 储存 |
|---------------------------------------|--------|---------|-------|
| GeticoFect Multi Transfection Reagent | 181901 | 0.75 mL | 2-8°C |
| GeticoFect Multi Transfection Reagent | 181902 | 1.5 mL | 2-8°C |
| GeticoFect Multi Transfection Reagent | 181903 | 15 mL | 2-8°C |

产品描述

GeticoFect Multi是一种高效、低毒、抗血清的转染试剂，具有高效的转染效率，低的细胞毒性，以及简单的操作方法，是一共广泛通用的转染试剂，适用于质粒DNA、RNA、siRNA、miRNA、ssDNA、蛋白质等转染，并且可以兼容数百种细胞的转染。

本产品是我们结合多年的转染试剂研发经验，最新研发的通用性、高质量转染试剂。本产品结合了本公司的优质GeticoFect 3000plus、GeticoFect RNAiPlus以及GeticoFect Cas9的高转染效率的优点，并具备广泛的核酸和细胞通用性，只需一种转染试剂，既可以进行质粒DNA、RNA、siRNA、miRNA、ssDNA、蛋白质等的高效转染。对于常见的细胞种类而言，GeticoFect Multi试剂相比其他试剂具有更高的效率和更低的用量，从而为客户带来更好的经济性价比。1.5 mL规格产品即足以完成最多1500次的转染反应（24孔板中）。

运输与保存

冰袋运输，2-8°C 保存，请勿冷冻。

转染操作步骤

【注1】：转染试剂用量受细胞类型和实验条件的影响，初次使用时建议设置梯度进行优化。

【注2】：本产品经过特殊优化，适用于含血清和无血清培养基，在转染前可不更换培养基，可直接将转染试剂和样品混合后加入培养液中；对于一些难转的细胞，推荐在转染前更换成无血清培养基，在转染后4-6小时后，可以再换回完全培养基或者补加血清。

贴壁细胞：转染前一天（20-24小时），胰酶消化细胞并计数，细胞铺板（不含抗生素），转染时细胞密度为70-90%。

悬浮细胞：转染时细胞密度为70-90%。

1. 接种细胞至70-90%细胞密度，按照以下细胞计数进行转染

| 培养皿类型 | 96孔 | 24孔 | 6孔 |
|-------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 细胞数量 | 1-4×10 ⁴ | 0.5-2×10 ⁵ | 0.25-1×10 ⁶ |

2. 取新的EP管，按照下表，使用Opti-MEM培养基稀释 GeticoFect Multi转染试剂，可做两个重复，并充分混匀。

| 培养皿类型 | 96孔 | 24孔 | 6孔 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Opti-MEM培养基 | 5μL | 25μL | 125μL |
| GeticoFect Multi | 0.3μL | 1.5μL | 7.5μL |

3. 取新的EP管，使用MEM培养基稀释待转染的DNA样品，制备DNA预混液，并充分混匀。

| 培养皿类型 | 96孔 | 24孔 | 6孔 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Opti-MEM培养基 | 5μL | 25μL | 125μL |
| <input type="checkbox"/> DNA (0.5-5μg/μL) | 0.1μg | 0.5μg | 2.5μg |
| <input type="checkbox"/> siRNA (10μM) | 0.1μL (1pmol) | 0.5μL (5pmol) | 1.5μL (25pmol) |
| <input type="checkbox"/> mRNA (0.5-5μg/μL) | 0.1μg | 0.5μg | 2.5μg |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Cas9蛋白 | 250ng | 1250ng | 6250ng |
| <input type="checkbox"/> 人工合成的sgRNA | 50ng | 240ng | 1200ng |
| GeticoFect Multi-ER | 0.3 μ L | 1.5 μ L | 7.5 μ L |

4. 取一个新的EP管，按照1:1的比例将第2和第3步配置好的预混液混合，用移液器轻轻吸打混匀，室温放置10-15分钟。

| 培养皿类型 | 96孔 | 24孔 | 6孔 |
|---------------------|-----------|------------|-------------|
| 稀释的DNA | 5 μ L | 25 μ L | 125 μ L |
| 稀释的GeticoFect Multi | 5 μ L | 25 μ L | 125 μ L |

5. 将上步孵育后的混合物，按照以下体积加入到细胞中。

| 培养皿类型 | 96孔 | 24孔 | 6孔 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| DNA-GeticoFect Multi复合物 | 10 μ L | 50 μ L | 250 μ L |
| 每孔Multi-ER用量 | 0.3 μ L | 1.5 μ L | 7.5 μ L |
| 每孔GeticoFect Multi用量 | 0.3 μ L | 1.5 μ L | 7.5 μ L |

6. 将转染后的细胞，37 $^{\circ}$ C孵育2-4天，使用显微镜分析细胞的转染效率和细胞状态。

【注】：本产品经过特殊优化，对于大多数细胞，转染后无需换液，37 $^{\circ}$ C培养1-3天，即可以检测基因转染效果。如果实验需要，可以在转染4-6小时左右可以更换培养基。孵育时间的长短，和细胞类型有一定的差异和关联性。

7. 附录，常用实验体系配置表：

| 培养皿类型 | 无血清培养基用量 | | DNA 转染 | | | siRNA 转染 | | |
|---------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | 细胞培养培养基体积 | 转染试剂配置用培养基体积 | DNA (μ g) | Mlt-ER (μ L) | Multi Reagent (μ L) | siRNA (pmol) | Mlt-ER (μ L) | Multi Reagent (μ L) |
| 96-well | 100 μ L | 2 \times 5 μ L | 0.1 | 0.15, 0.3 | 0.15, 0.3 | 3 | 0.3 | 0.3 |
| 48-well | 250 μ L | 2 \times 12.5 μ L | 0.25 | 0.37, 0.75 | 0.37, 0.75 | 7.5 | 0.75 | 0.75 |
| 24-well | 500 μ L | 2 \times 25 μ L | 0.5 | 0.75, 1.5 | 0.75, 1.5 | 15 | 1.5 | 1.5 |
| 12-well | 1 mL | 2 \times 50 μ L | 1 | 1.5, 3 | 1.5, 3 | 30 | 3 | 3 |
| 6-well | 2 mL | 2 \times 125 μ L | 2.5 | 3.75, 7.5 | 3.75, 7.5 | 75 | 7.5 | 7.5 |
| 60mm | 5 mL | 2 \times 250 μ L | 5.5-11 | 8.25, 16.5 | 8.25, 16.5 | 166 | 17 | 17 |
| 10cm | 10 mL | 2 \times 500 μ L | 14-28 | 21.7, 43.4 | 21.7, 43.4 | 434 | 43 | 43 |
| T75 | 15 mL | 2 \times 750 μ L | 20-40 | 29.6, 59.2 | 29.6, 59.2 | 592 | 59 | 59 |
| T175 | 35 mL | 2 \times 1.75mL | 46-90 | 69, 138 | 69, 138 | 1382 | 138 | 138 |